

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 12:06

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/bielizna-graff-termoaktywna-koszulka-z-golfem-902-1-d-s-p-12649.html>



## Bielizna Graff termoaktywna koszulka z golfem 902-1-D - S

Cena	<b>239,00 zł</b>
Dostępność	<b>Czekamy na dostawę</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>902-1-D/S</b>
Producent	<b>Graff</b>

### Opis produktu

#### Informacja o produkcie

**Index:** 902-1-D/S  
**Materiał:** Duo Skin  
**Kolor:** czarny  
**Rozmiar:** S

#### Opis Produktu

**GRAFF**-*BIOACTIV*



#### Koszulka termoaktywna z golfem Graff 902-1-D

Koszulka termoaktywna z serii **Graff-bioactiv** z golfem. Wykonana została z dzianiny poliamidowej, dwuwarstwowej z dodatkiem jonów srebra o nazwie handlowej **DUO SKIN**. Przeznaczona jest do użytkowania w różnych warunkach

atmosferycznych, zarówno w temperaturach dodatnich oraz ujemnych, jako bielizna pod odzież wierzchnią.

Dzięki zastosowanej dzianinie z jonami srebra hamowany jest rozwój bakterii na skórze, które są przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu. Ponadto dzięki specjalnej strukturze tkanina szybko wchłania pot i odparowuje go na zewnątrz odzieży.

Koszulka może być stosowana z innymi elementami ubioru zachowującymi parametry odchylności jako część odzieży „systemowej”.

Ze względu na zachowanie sprężystej struktury poliamidów w tkaninie DUO SKIN, koszulka doskonale dopasowuje się do ciała użytkownika a szmerglowana wewnętrzna warstwa dzianiny daje uczucie ciepłego chwytu.

Damska bielizna termoaktywna **Graff - bioactiv** cechuje się delikatnym kobiecym krojem, podkreślającym talię.

**Bielizna termoaktywna linii Graff - bioactiv zyskała pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy**

The advertisement features a woman sitting on a white fur rug, holding a glass. Above her are icons for various activities: a person, a person with a flag, a bicycle, a hard hat, a dog, a fork and knife, and a spoon and knife. Below the icons are two line graphs. The first graph, titled 'Efektywność jonów srebra w hamowaniu rozwoju bakterii w temperaturze pokojowej', shows the number of bacteria over 5 hours for three materials: DUO SKIN (red), 100% bawełna (green), and 100% poliamid (blue). The second graph, titled 'Aktywność bakteriostatyczna DUO SKIN w różnych temperaturach', shows the antibiogram activity of DUO SKIN (red) compared to 100% bawełna (green) and 100% poliamid (blue) at 0, 5, 10, 15, 20, 25, and 30 degrees Celsius. The 'silver ions' logo is in the bottom left. The 'Duo SKIN' logo is in the center. On the right, technical specifications are listed in three languages:

- bakteriostatyczne / bacteriostatic / бактериостатический (+Ag)
- oddychające / breathable / дышащая (↑↑↑)
- szybkoschnąca / fast drying / Быстрое высыхание (☁)
- płaskie szwy / flat seams / плоские швы (↔)
- elastyczne / flexible / эластичные (☒)