

Dane aktualne na dzień: 02-07-2026 01:55

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/bielizna-graff-termoaktywna-koszulka-z-golfem-902-d-xl-p-12702.html>



Bielizna Graff termoaktywna koszulka z golfem 902-D - XL

Cena	189,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	902-D/XL
Producent	Graff

Opis produktu

Informacja o produkcie

Index: 902-D/XL
Materiał: Duo Skin
Kolor: oliwka
Rozmiar: XL

Opis Produktu

GRAFF-*BIOACTIV*



Koszulka termoaktywna z golfem Graff 902-D

Koszulka termoaktywna z serii **Graff-bioactiv** z golfem. Wykonana została z dzianiny poliamidowej, dwuwarstwowej z dodatkiem jonów srebra o nazwie handlowej **DUO SKIN**. Przeznaczona jest do użytkowania w różnych warunkach

atmosferycznych, zarówno w temperaturach dodatnich oraz ujemnych, jako bielizna pod odzież wierzchnią.

Dzięki zastosowanej dzianinie z jonami srebra hamowany jest rozwój bakterii na skórze, które są przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu. Ponadto dzięki specjalnej strukturze tkanina szybko wchłania pot i odparowuje go na zewnątrz odzieży.

Koszulka może być stosowana z innymi elementami ubioru zachowującymi parametry odchylności jako część odzieży „systemowej”.

Ze względu na zachowanie sprężystej struktury poliamidów w tkaninie DUO SKIN, koszulka doskonale dopasowuje się do ciała użytkownika a szmerglowana wewnętrzna warstwa dzianiny daje uczucie ciepłego chwytu.

Damska bielizna termoaktywna **Graff - bioactiv** cechuje się delikatnym kobiecym krojem, podkreślającym talię.

Bielizna termoaktywna linii Graff - bioactiv zyskała pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

The advertisement features a woman sitting on a white fur rug, holding a glass. Above her are seven red circular icons representing different activities: a person running, a person on a horse, a bicycle, a person in a hard hat, a dog, a person with a shovel, and a person with a hammer. To the left of the woman are two line graphs. The top graph is titled 'Efektywność wstrząsa kulami bakteriami w temperaturze pokojowej' (Effectiveness of shaking bacteria in room temperature) and shows 'Poziom kalibr' (Horizontal calibration) on the y-axis and time (0, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h) on the x-axis. It compares 'DUO SKIN' (red line), 'kontrola (kontrola)' (green line), and 'kontrola (kontrola)' (blue line). The bottom graph is titled 'Aktywność bakteriostatyczna DUO SKIN w różnych temperaturach' (Bacteriostatic activity of DUO SKIN at different temperatures) and shows 'Aktywność' (Activity) on the y-axis and temperature (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35) on the x-axis. It compares 'DUO SKIN' (red line), 'kontrola (kontrola)' (green line), and 'kontrola (kontrola)' (blue line). Below the graphs is a 'silver ions' logo. To the right of the woman are five blue circular icons with corresponding text in Polish, English, and Russian: 1. '+Ag' icon: 'bakteriostatyczne bacteriostatic бактериостатический'; 2. '↑↑↑' icon: 'oddychające breathable дышащая'; 3. '☁️' icon: 'szybkoschnąca fast drying Быстрое высыхание'; 4. '↔️' icon: 'płaskie szwy flat seams плоские швы'; 5. '☒' icon: 'elastyczne flexible эластичные'. The 'DUO SKIN' logo is written in large red and white letters across the bottom of the image.